



Mobilný, výkonný a plne autonómny dentálny odsávací systém DO M (Aspina) dokáže plne nahradiť odsávanie na zubnej súprave. Zabezpečuje vysoko výkonné, mobilné, autonómne a ergonomické odsávanie vhodné i pre náročné zákroky. Odsávacie hadice a držiaky s reguláciou výkonu sú plne kompatibilné s rôznymi odsávacími koncovkami. Odlúčenie a zachytenie odpadu je riešené do vstavanej separačnej nádoby. Dentálny odsávací systém je vhodný pre striedavú prácu medzi viacerými pracovnými miestami a uplatní sa predovšetkým tam, kde nie je možnosť pripojenia na rozvod kanalizácie. Pre jeho tichý chod a vysoký výkon je obľúbený všade, kde je požiadavka na vysoký výkon sania a pohodlie pacienta.



DO M - so skrinkou

Bez sušiča

	DO M
Sušič	✗
Skrinka	✓
Odsávanie	✓
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 110 V / 60 Hz
Režim prevádzky	S1 - 100 %
Riadiace napätie	24 V / 0.1 A DC/AC
Maximálny prietok	1100 l.min ⁻¹
Maximálny podtlak	12 kPa
Hlučnosť	≤ 48 dB (A)

DO M

Hmotnosť	36 kg
Rozmer	565 x 350 x 860 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku
- Zmena technických parametrov vyhradená

