

DK50 2X2V/110



Dva dvojvalcové agregáty so samostatnými motormi na jednom 110 l vzdušníku sú schopné zabezpečiť dostatok vzduchu pre kliniku so štyrmi* súpravami. V prípade výpadku jedného z agregátov, druhý zabezpečí chod kompresora bez prerušenia.



DK50 2x2V/110 - bez skrinky

DK50 2x2V/110 S - so skrinkou

DK50 2x2V/110/M - bez skrinky, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

DK50 2x2V/110 S/M - so skrinkou, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

Bez sušiča

	DK50 2x2V/110	DK50 2x2V/110 S
Sušič	X	X
Skrinka	X	✓
Počet stomatologických súprav	4	4
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	2x1.2 kW 2x1.1 kW (115 V / 60 Hz)	2x1.2 kW 2x1.1 kW (115 V / 60 Hz)
Objem vzdušníka	110 l	110 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5 - 7 bar)	280 l.min ⁻¹ / 5 bar	280 l.min ⁻¹ / 5 bar



	DK50 2x2V/110	DK50 2x2V/110 S
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	270 l.min ⁻¹ / 6 bar	270 l.min ⁻¹ / 6 bar
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	210 l.min ⁻¹ / 8 bar	210 l.min ⁻¹ / 8 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Hlučnosť	≤ 73 dB (A)	≤ 55 dB (A)
Hmotnosť	106 kg	177 kg
Rozmer	1085 x 490 x 815 mm	1200 x 725 x 995 mm



S membránovým sušičom

	DK50 2x2V/110/M	DK50 2x2V/110 S/M
Sušič	✓(MD)	✓(MD)
Skrinka	✗	✓
Počet stomatologických súprav	3-4	3-4
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	2x1.2 kW 2x1.1 kW (115 V / 60 Hz)	2x1.2 kW 2x1.1 kW (115 V / 60 Hz)
Objem vzdušníka	110 l	110 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5 - 7 bar)	225 l.min ⁻¹ / 5 bar	225 l.min ⁻¹ / 5 bar
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	215 l.min ⁻¹ / 6 bar	215 l.min ⁻¹ / 6 bar
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	165 l.min ⁻¹ / 8 bar	165 l.min ⁻¹ / 8 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosny bod PDP)	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 73 dB (A)	≤ 56 dB (A)
Hmotnosť	113 kg	184 kg
Rozmer	1085 x 625 x 815 mm	1200 x 725 x 995 mm



S adsorpčným sušičom


	DK50 2x2V/110/M	DK50 2x2V/110 S/M
Sušič	✓(ADM)	✓(ADM)
Skrinka	✗	✓
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 3x400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	2x1.2 kW	2x1.2 kW
Objem vzdušníka	110 l	110 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	235 l.min ⁻¹ / 6 bar (pri PDP -20 °C)	235 l.min ⁻¹ / 6 bar (pri PDP -20 °C)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	190 l.min ⁻¹ / 8 bar (pri PDP -20 °C)	190 l.min ⁻¹ / 8 bar (pri PDP -20 °C)
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 73 dB (A)	≤ 57 dB (A)
Hmotnosť	125 kg	196 kg
Rozmer	1085 x 620 x 815 mm	1200 x 755 x 990 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

Priebehy





Fotogaléria

