

# DK50 2X4VR/110



Dva štvorvalcové agregáty na 110 l vzdušníku zabezpečujú dostatok vzduchu pre kliniku s osem a viac\* zubnými súpravami. Pomerom výkonu a kompaktných rozmerov je ideálnym riešením pre priestorovo malé prevádzky náročné na spotrebu vzduchu. V prípade výpadku jedného z agregátov, druhý zabezpečí kontinuálnu prácu zariadenia. Široký sortiment doplnkového vybavenia umožňuje uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky na kvalitu vzduchu.



DK50 2x4VR/110 - bez skrinky

DK50 2x4VR/110 S - so skrinkou

DK50 2x4VR/110/M - bez skrinky, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

DK50 2x4VR/110 S/M - so skrinkou, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

## Bez sušiča

	DK50 2x4VR/110	DK50 2x4VR/110 S
Sušič	✘	✘
Skrinka	✘	✓
Počet stomatologických súprav	8+	8+
Menovité napätie / frekvencia	3x400 V / 50 Hz	3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	2x2.2 kW	2x2.2 kW
Objem vzdušníka	110 l	110 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	540 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar	540 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar



	DK50 2x4VR/110	DK50 2x4VR/110 S
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	440 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar	440 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Hlučnosť	≤ 77 dB (A)	≤ 58 dB (A)
Hmotnosť	136 kg	218 kg
Rozmer	1090 x 540 x 830 mm	1260 x 840 x 1050 mm



## S membránovým sušičom

	DK50 2x4VR/110/M	DK50 2x4VR/110 S/M
Sušič	✓(MD)	✓(MD)
Skrinka	✗	✓
Počet stomatologických súprav	8+	8+
Menovité napätie / frekvencia	3x400 V / 50 Hz	3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	2x2.2 kW	2x2.2 kW
Objem vzdušníka	110 l	110 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	430 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar	430 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	350 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar	350 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 77 dB (A)	≤ 58 dB (A)
Hmotnosť	158 kg	240 kg
Rozmer	1090 x 675 x 830 mm	1260 x 840 x 1050 mm



## S adsorpčným sušičom


	DK50 2x4VR/110/M	DK50 2x4VR/110 S/M
Sušič	✓(ADM)	✓(ADM)
Skrinka	✗	✓
Menovité napätie / frekvencia	3x400 V / 50 Hz	3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	2x2.2 kW	2x2.2 kW
Objem vzdušníka	110 l	110 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	470 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (pri PDP -20 °C)	470 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (pri PDP -20 °C)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	395 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar (pri PDP -20 °C)	395 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar (pri PDP -20 °C)
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 77.5 dB (A)	≤ 62 dB (A)
Hmotnosť	186 kg	286 kg
Rozmer	1085 x 675 x 1050 mm	1260 x 830 x 1205 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

## Priebehy





## Fotogaléria

