

# DK50 2V/50



Kompresor s dvojvalcovým agregátom na 50 l vzdušníku, s dostatočnou kapacitou vzduchu pre vyššie odbery, vhodný k napájaniu dvoch\* zubných súprav a zariadení aj v dentálnych laboratóriách.



DK50 2V/50 - bez skrinky

DK50 2V/50 S - so skrinkou

DK50 2V/50/M - bez skrinky, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

DK50 2V/50 S/M - so skrinkou, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

## Bez sušiča

	DK50 2V/50	DK50 2V/50 S
Sušič	✗	✗
Skrinka	✗	✓
Počet stomatologických súprav	2	2
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	1.2 kW	1.2 kW
Objem vzdušníka	50 l	50 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	135 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar	135 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	110 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar	110 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Hlučnosť	≤ 67 dB (A)	≤ 51.5 dB (A)
Hmotnosť	58 kg	108 kg



**DK50 2V/50****DK50 2V/50 S**

Rozmer

580 x 590 x 805 mm

750 x 715 x 1015 mm



EKOM spol. s r.o., Priemysel'ná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic  
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk



## S membránovým sušičom

	DK50 2V/50/M	DK50 2V/50 S/M
Sušič	✓(MD)	✓(MD)
Skrinka	✗	✓
Počet stomatologických súprav	2	2
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	1.2 kW	1.2 kW
Objem vzdušníka	50 l	50 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	104 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar	104 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	90 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar	90 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 69 dB (A)	≤ 55 dB (A)
Hmotnosť	61 kg	114 kg
Rozmer	580 x 630 x 805 mm	750 x 715 x 1015 mm



## S adsorpčným sušičom


	DK50 2V/50/M	DK50 2V/50 S/M
Sušič	✓(ADM)	✓(ADM)
Skrinka	✗	✓
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 3x400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 3x400 V / 50 Hz
Výkon motora	1.2 kW	1.2 kW
Objem vzdušníka	50 l	50 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	120 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (pri PDP -20 °C)	120 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (pri PDP -20 °C)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	100 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar (pri PDP -20 °C)	100 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar (pri PDP -20 °C)
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 70.5 dB (A)	≤ 52 dB (A)
Hmotnosť	74 kg	125 kg
Rozmer	580 x 600 x 805 mm	750 x 715 x 1015 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

## Priebehy





## Fotogaléria

